

GNATUS

G3 NEW



- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Jeringa
- Lámpara 3 LED
- PAD Control
- Taburete

TEK-PRO DENTAL



DENTAL CHAIR / SILLÓN



Apoyo cabeza biarticulado



Sistema Easy-Fix



Plástico Cristal



Apoyacabeza biarticulado con sistema de bloqueo de palanca

Sistema Easy-Fix

Brazo plegable con estructura interna de acero

Altura máxima de 90cm y mínima de 45 cm del Asiento desde el suelo

Amplio tapizado con 22 opciones de colores



Brazo Plegable Amplio y Anatómico tapizado



Botón ON/OFF

Pedal acolpado con 4 posiciones de trabajo; Vuelta a cero y posición de salvado

No necesita fijación al suelo

Base con por ribete antideslizante

Caja de conexión integrada

TEK-PRO DENTAL



SIRIUS SENSOR LED DENTAL LIGHT



Perillas
autoclavebles
y extraíbles



Sensor de
Proximida
d



Protector
delantero



Posicionamient
o de las Perillas



3 LEDs

MÓDULO DENTAL H



Soporte de piezas de mano extraíble



Panel de Comando PAD



Sistema de Bloqueo de Varillas




Negatoscopio LED

TEK-PRO DENTAL



CONTROL PEDAL



TEK-PRO DENTAL



UNIDAD DE AGUA



Unidad de agua plegable



Cuba extraíble



Filtro de residuos



Sensor de Proximidad



Calefacción de agua

TEK-PRO DENTAL

