

# CATÁLOGO SILLONES 2024

## GNATUS<sup>®</sup>

aljiage

## DABI/ATLANTE

**swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



# TEK PRO DENTAL

667549017 ÁNGEL - [INFO@TEKPRODENTAL.COM](mailto:INFO@TEKPRODENTAL.COM)

638244614 JOSÉ RAMÓN - [TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM](mailto:TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM)

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)



# TEK PRO DENTAL



## Equipos

# TEK PRO DENTAL

667549017 ÁNGEL - INFO@TEKPRODENTAL.COM

638244614 JOSÉ RAMÓN - TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)



# TEK PRO DENTAL

## EQUIPO TEK PRO 1



### COMPUESTO DE:

- 2 Módulos de Turbina
  - Módulo de Micromotor Neumático -
  - Módulo de Jeringa
  - Módulo de Ultrasonidos
- Equipo Dentaeuropa 1  
Taburete

PVP: 7.460,00 € **PVP: 8.660,00 €**

## EQUIPO TEK PRO 2

### COMPUESTO DE:

- Módulo de Turbina Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico
- Módulo de Lámpara de Polimerizar
- Módulo de Ultrasonidos

Lámpara Led 50000lux

2 Taburetes

Panel control en pantógrafo y en brazo asistente

Escupidera de vidrio y giratoria 360°

Dispensador toallitas de papel



PVP: 8.490 € **PVP: 9.660 €**

# TEK PRO DENTAL

## CLINICA COMPLETA TEK PRO DENTAL



### COMPUESTA DE:

- Módulo de Turbina
  - Módulo de Micromotor Neumático -
  - Módulo de Jeringa
  - Módulo de Ultrasonidos
- Equipo DentaEuropa 1  
Lámpara de Polimerizar  
Taburete  
Motor de Aspiración  
Compresor  
Autoclave Clase B  
Selladora  
Cuba de Ultrasonidos

PVP: ~~11.490 €~~ PVP: 12720 €



# TEK PRO DENTAL



## Equipos

# GNATUS

2 años de garantía. Financiamos tu equipo dental hasta 12 meses sin intereses. Central de repuestos en España. Venta a través de tu depósito dental de confianza. Plazo de entrega inmediato, máximo 1 semana. Equipo dental 360°. Desplazamos, instalamos y ponemos a punto tu equipo dental para que empieces a utilizarlo desde el primer día.

# TEK PRO DENTAL

**G3**  
**NEW**



**Características:**

Reflector Sirius Sensor 3 LEDs, Tecnología de iluminación LED Sensor de proximidad; Perillas autoclavables y extraíbles; Protector delantero extraíble; Foco rectangular.

Bandeja auxiliar; Pedal acoplado con 4 posiciones de trabajo; vuelta a cero y Bloqueo del movimiento del sillón y posición de salivado. Brazo plegable con estructura interna de acero. Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo por palanca. Unidad de agua con sensor de proximidad y sistema de llena vaso. Taburete regulable en inclinación y altura. Tapicería amplia, montado sobre una estructura rígido recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia. Sistema Bsafe. Sistema Easy Fix. Sillón ambidiestro.

- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Jeringa
- Lámpara SIRIUS 3 LED
- PAD Control
- Taburete

**PVP: 8.645,00€**



**Características:**

Lámpara Sirius 3 LEDs de 25000lux con fotocélula. Trendlemburg. Cabezal biarticulado. Sistema antiplastamiento del sillón. Pedal multifunción con Chip-Blower. Escupidera extraíble y extraíble con sensor de proximidad que activa el agua. Taburete regulable en inclinación y altura. Tapicería amplia, montado sobre una estructura rígido recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia. Sistema Bsafe. Sistema Easy Fix. Sillón ambidiestro.

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Lámpara SIRIUS 3 LED
- Taburete

**PRECIO: 9.277,00 €**



**S500**

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Lámpara SIRIUS 3 LED
- Taburete

**PRECIO: 10.310,00€**



**Syncrus G8 FIT H**

**S300**

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Jeringa
- Lámpara SIRIUS 3 LED
- Taburete

**PRECIO: 7.190,00 €**



# TEK PRO DENTAL

## CLÍNICA COMPLETA

### OFERTA COMPUESTA POR:

Módulo de Turbina  
Módulo de Micromotor (Con MM Eléctrico Luz + 1.040,00 €) (1.040,00 €)  
Módulo de Jeringa  
Módulo de Ultrasonidos  
Lámpara Syrius 3 Led

- + Lámpara de Polimerizar
- + Taburete
- + Aspiración METASYS
- + Compresor MEDICAIR
- + Autoclave B 18 L.
- + Selladora
- + Cuba de Ultrasonidos

Por sólo 1.040 € más OPCION con adaptación a la nueva normativa

- + Recogedor de Amalgama y Válvula escupidera



Precio: 17.816,00 €

## PARA EQUIPOS GNATUS

### Opciones de Equipo:

- Con Ultrasonidos: 515,00 €
- Con Cámara Intraoral con Monitor a Equipo: 935,00 €
- Con Manguera Turbina C/Luz: 188,00 €
- Con Micromotor Eléctrico C/Luz: 1.040,00 €
- Con Micromotor Eléctrico C/Luz Bien-Air: 1.590,00 €

### Opciones Rotatorias Sin Luz:

- Turbina Eco T Turbo S/Luz: 208,00 €
- Turbina Eco T2 S/Luz: 160,00 €
- Turbina S/Luz conexión a Manguera Midwest 4 Eco Line: 408,00 €
- Micromotor Neumático S/Luz: 415,00 €
- ContraAngulo S/Luz: 415,00 €
- Pieza de Mano S/Luz: 355,00 €
- Estuche completo Rotatorios S/Luz: 604,00 €

### Opciones Rotatorias Con Luz:

- Turbina + Acople C/Luz: 618,00 €
- ContraAngulo 1:1 C/Luz: 499,00 €
- Pieza de Mano 1:1 C/Luz: 418,00 €

# TEK PRO DENTAL

TAPIZADOS DISPONIBLES SILLÓN S500



PVC (PLATA)  
Ref. 1600000169730



ULTRALEATHE  
R (  
Ref. 1600000245  
745

CAPRI



PVC (AZUL MARINO)  
Ref. 1600000170639

D TAPIZADOS DISPONIBLES SILLÓN G3



PVC (PLATA) PVC (AZUL CELESTE) HOLOGRAFICO (AZUL CLARO)  
Ref. 1600000028330 Ref. 1600000029238 Ref. 1600000031343



Tapicería amplia, montado sobre una estructura rígido recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia.

\*Otros colores disponibles bajo pedido.



# TEK PRO DENTAL

## SENSOR IMEX



**TIMEX**  
SENSOR

2.836,00€

Software  
Organización

### Especificaciones del sensor

Tipo de sensor CMOS  
Resolución 25,00 pares de líneas por mm  
Tamaño 1: 20 x 30 mm (área activa)  
Conexión USB 2.0  
Monitor 1024x768  
Cable de 3 metros

---

Medición de imágenes en múltiples puntos y la medición de ángulo, además de llevar a cabo la calibración.

Ajustable

Rotación, zoom, brillo, contraste, positivo/negativo, ajuste de color, en relieve, ajuste de histograma, selección y recorte.

Dinámico

Guarda en los formatos DICOM, JPG, TIFF, BMP y PNG, imprime en DICOM y convencional.

Múltiples idiomas

Tiene un software en Inglés, Español y Portugués.

Precisión

Introduce caracteres en la foto, como textos, flechas, círculos o diseño libres.

Especificaciones para utilización del Software:

Sistema Operacional Windows 7 Home;

Windows 7 Home, Start, Pro (x86 and x64)

Windows 8 Pro - (x86 and x64)

Windows 8.1 Pro - (x86 and x64)

Windows 10 Home and Pro - (x86 and x64)

Procesador i3 de Intel 3.0 GHz o superior

2 GB RAM HD 500 GB

2 puertos USB 2.0 entrada libres

# TEK PRO DENTAL



## Equip

# **DABI ATLANTE**

667549017 ÁNGEL - INFO@TEKPRODENTAL.COM

638244614 JOSÉ RAMÓN - TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)



# TEK PRO DENTAL

NEW  
VERSA

- Módulo de Turbina Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico Luz
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos
- Taburete

**PRECIO: 12.056,00 €**



Elevación de columna, sistema único de elevación, donde una columna lateral hace toda la elevación y descenso de la silla, reduciendo el esfuerzo del motor y asegurando una estabilidad única. Sistema de masaje. Posición de Trendelenburg. Soporte de pierna plegable a la altura de la rodilla. Sistema de articulación central Comfort Point que proporciona más comodidad al paciente. Tiene 6 puntos de apoyo ajustables. Capacidad de elevación hasta 200 kg. Articulación central única entre el asiento y el respaldo. Cuatro posiciones de trabajo que pueden ser personalizadas. Opción "Volver a cero" para volver directamente a la posición inicial. Respaldo de cabeza multiarticulado con bloqueo neumático. Apagado automático del reflector pulsando la tecla "volver a cero". Permite atender a niños, ancianos y pacientes con dificultades de movilidad.

Base en hierro fundido. Articulación unilateral. Respaldo amplio y confortable. Comando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Sistema fuso de elevación (exento de aceite). Dispositivo de seguridad. Apoyacabezas bi articulado. Encendido del reflector en el pedal (4 intensidades). Posición vuelta a cero. 3 posiciones de trabajo programadas. Caja de comandos integrada a la base del sillón



GALLA  
200

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Taburete

**PRECIO: 9.385,00 €**

- Con Micromotor Eléctrico Luz  
**PRECIO: Más 1.040,00€**

CROMA  
200

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Taburete

**PRECIO: 9.404,00 €**

- Con Micromotor Eléctrico Luz  
**PRECIO: Más 1.040,00 €**



Base en hierro fundido. Articulación unilateral. Respaldo amplio y confortable. Comando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Sistema fuso de elevación (exento de aceite). Dispositivo de seguridad. Apoyacabezas biarticulado. Encendido del reflector en el pedal (4 intensidades). Posición vuelta a cero. 3 posiciones de trabajo programadas. Caja de comandos integrada a la base del sillón

# TEK PRO DENTAL



## GALLA 4T

- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete

PRECIO: 8.305,00 €

- Con Ultrasonidos a Equipo

PRECIO: Más 515,00 €

Articulación central única. Respaldo amplio y envolvente. Mando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Stop Automático. Sistema motorreductor de elevación. Apoya cabeza biarticulado. Encendido del reflector con el pedal (4 intensidades) posición regreso a cero. 3 posiciones de trabajo programables. Tapizado anatómico y sin costuras.

## CROMA 4T

- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete
- Preparado para Aspiración Quirúrgica

PRECIO: 7.910,00 €

- Con ultrasonidos a Equipo

PRECIO: Mas 515,00 €

- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete
- Con 1 venturi + 1 Vacuum Inversión de Aire

PRECIO: 7.265,00 €

- Con ultrasonidos a Equipo

PRECIO: Mas 515,00 €



Articulación central única. Respaldo amplio y envolvente. Mando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Stop Automático. Sistema motorreductor de elevación. Apoya cabeza biarticulado. Encendido del reflector con el pedal (4 intensidades) posición regreso a cero. 3 posiciones de trabajo programables. Tapizado anatómico y sin costuras.



## CROMA T5

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete
- Aspirador Venturi + Vacuum Plus

PRECIO:

6.345,00 €

- Preparado para Aspiración Quirúrgica

PRECIO: Más 216,00 €

Base en hierro fundido. Articulación central única. Respaldo amplio y confortable. Comando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Sistema fuso de elevación (exento de aceite) Dispositivo de seguridad. Apoyacabezas biarticulado. Posición vuelta a cero. Comando de pie separado de la base.

# TEK PRO DENTAL

## CROMA CART

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micro motor
- Módulo de Jeringa
- Taburete
- Aspirador Venturi + Vacuum Plus

**PRECIO: 6.585,00 €**

Preparado para Aspiración Quirúrgica  
**PRECIO: Mas 216,00 €**



Base de hierro fundido. Articulación central única. Respaldo amplio y envolvente. Mando de pie incorporado. Movimientos electrónicos. Sistema motorreductor de elevación (sin aceite). Apoya cabeza biarticulado. Encendido del reflector con el pedal (4 intensidades) Posición regreso a cero. 3 posiciones de trabajo programables. Tapizado anatómico, sin costuras de alta densidad y antiflama. Mangueras Embutidas.

## NEW CROMA

- Módulo de Turbina
- Módulo de MicroMotor
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Taburete

**PRECIO:9.565,00 €**

Disponibilidad solo en mangueras colgantes.



## CARRO

Jeringa tripe. 1 terminal para alta rotación. Terminal para baja rotación. Pedal de mando progresivo BAP de metal noble. Soporte de puntas desmontable. Base con ruedas de alta resistencia. Mangos bilaterales.

**PRECIO:1.426,00 €**



## SILLÓN PARA CIRUGÍA

Base de hierro fundido. Articulación central única. Respaldo amplio y envolvente. Movimientos electrónicos. Sistema motorreductor de elevación (sin aceite). Apoya cabeza biarticulado. Tapizado anatómico, sin costuras de alta densidad y antiflama.

**PRECIO:3.985,00 €**



# TEK PRO DENTAL

## EQUIPO PARA CIRUGÍA



### OFERTA COMPUESTA POR:

- Sillón Dabi Atlante con Escupidera
- Carro dental autónomo
- Lámpara KY-P138 (a techo)

**PRECIO 7.643,00 €**

## C LÍNICA COMPLETA

### OFERTA COMPUESTA POR:

- Módulo de Turbina
- Módulo de MicroMotor (Con MM Eléctrico Luz + 725,00 €)
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos
- + Lámpara de Polimerizar
- + Taburete
- + Aspiración METASYS
- + Compresor MEDICAIR
- + Autoclave B 18 L.
- + Selladora
- + Cuba de Ultrasonidos

Por sólo 1.040 € más, OPCION con adaptación a la nueva normativa

- + Recogedor de Amalgama y Válvula escupidera



**PRECIO 14.966,00 €**

# TEK PRO DENTAL



## Equipos

 swident

# TEK PRO DENTAL

667549817 ÁNGEL - [INFO@TEKPRODENTAL.COM](mailto:INFO@TEKPRODENTAL.COM)


638244614 JOSÉ RAMÓN - [TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM](mailto:TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM)

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)



# TEK PRO DENTAL

## EQUIPO PARTNER



### COMPUESTO DE:

- Módulo de Turbina Luz
  - Módulo de Micromotor Eléctrico Led -
  - Módulo de Jeringa
  - Módulo de Ultrasonidos
- Equipo Partner  
Lampara Polaris Led  
Taburete

PVP: 12.900 €

## EQUIPO FRIEND UP

### COMPUESTO DE:

- Módulo de Turbina Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico Luz
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos

Equipo Friend Up  
Lampara Polaris Led  
Taburete

PVP: 12.190 €





## GNATUS-ALLIAGE

### CONDICIONES DE COLABORACIÓN CON DEPÓSITOS DENTALES

#### Condiciones generales

Válidas para toda España excepto Islas.

Plazo de Entrega:

Todo el material y equipamiento que aparece en catalogo se encuentra en stock.

Plazo de entrega 5/7 días.

En caso de agotarse algún artículo, se informará al distribuidor a la solicitud del pedido informando del plazo aproximado de reposición

Instalación:

Si el distribuidor No dispone de servicio técnico, la instalación del equipamiento la realizará nuestra red de servicio técnico.

Disponemos de red de servicio técnico a nivel nacional.

El precio de este servicio dependerá de las unidades a instalar en la misma ubicación.

Equipamiento general, mínimo por ubicación: 490€.

Mano de Obra 59€/hora

Desplazamiento 0,50€/km.

Envío de materiales, será por cuenta del cliente.

Transporte:

Precio de transporte 190€ por equipo.

El porte se realiza a través de las empresas designadas por Gnatus España e incluye seguro de transporte.

El material se entrega a pie de calle

# GNATUS



Evolucionar con confianza

**alliage**

Recambios:

Los equipos de catálogo disponen de repuestos en stock, por lo que el plazo de entrega será de 5/7 días.

Garantía:

La garantía de todo el equipamiento es de 2 años.

Gnatus España se hará cargo de la garantía de piezas. Si el Distribuidor no dispone de servicio técnico, la instalación del equipamiento la realizará nuestra red de servicio técnico, con el coste indicado de 490 € y también la asistencia técnica, a un coste de 29,90€/hora + desplazamiento 0,25€/km.

# TEK PRO DENTAL

667549017 ÁNGEL - INFO@TEKPRODENTAL.COM

638244614 JOSÉ RAMÓN - TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)



Condiciones de pago para el cliente:

Gnatus/Dentaeuropa puede facilitar a la empresa colaboradora, los acuerdos con entidades financieras para facilitar el pago de los equipos por los clientes finales, bien a través de préstamos o de renting.

IVA no incluido en los precios.  
Condiciones válidas durante 2024

# TEK PRO DENTAL

667549017 ÁNGEL - INFO@TEKPRODENTAL.COM

638244614 JOSÉ RAMÓN - TECNICOSDENTAL@HOTMAIL.COM

[www.tekprodental.com](http://www.tekprodental.com)

